

PROTECT

Sicherheits-Pen-Nadel



Sicherheits-Pen-Nadel 30G x 5 mm

Nadelstärke	30G
Einstehtiefe	5 mm
Inhalt	100 St. / Packung
PZN	17197981
Art. Nr.	12100865



Sicherheits-Pen-Nadel 30G x 8 mm

Nadelstärke	30G
Einstehtiefe	8 mm
Inhalt	100 St. / Packung
PZN	17197998
Art. Nr.	12100870

Die alphacheck *PROTECT* Sicherheits-Pen-Nadel verfügt über einen Verriegelungsmechanismus, der beim Zurückziehen des Insulinpens nach der Injektion automatisch auslöst.



Passend für alle gängigen Pens für die Diabetestherapie
EN ISO 11608-2

Unterstützt die Erfüllung der Richtlinie 2010/32/EU §4, Art. 7¹ und
Artikel 4.2.5, Ziffer 4 der TRBA 250².

Hilfsmittelpositionsnummer/PG30
30.99.99.1004
einseitige Abschirmung³

Quelle 1: Richtlinie 2010/32/EU des Rates – Vermeidung von Verletzungen durch scharfe und spitze Instrumente im Krankenhaus- und Gesundheitssektor.
Quelle 2: Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege, (TRBA 250), 2014
Quelle 3: Daten aus der LAUER-TAXE Online 4.0