



LabXpert

**Einfach
dokumentieren!**

**Die praktische Lösung
für Labor, Rezeptur
und Defektur.**





Die intelligente Software für Ihr Labor

Dokumentieren Sie alle Prozesse von Prüfung bis Herstellung mit der webbasierten Software.

- ✓ Integration von DAC/NRF-Inhalten mit direkter Verlinkung
- ✓ Rezepturenfinder mit über 2.500 bewerteten Formeln
- ✓ Etiketten- und Anhefterdruck
- ✓ Geräteanbindung über apotec® connect
- ✓ Rechtssichere elektronische Signatur **Neu**
- ✓ Integrierte Taxierung **Neu**
- ✓ Durchgängig digitaler Workflow



Jetzt informieren und buchen!
pharma4u.de/labxpert



Rezeptur

Erstellen Sie Herstellungsanweisung, -protokoll und Etikett in wenigen Schritten - inklusive intelligenter Plausibilitätsprüfung.

- Einfache Übernahme von NRF-Vorschriften und Rezepturen aus dem DAC/NRF-Rezepturenfinder mit über 2.500 bewerteten Rezepturen
- **Schneller Aufruf** wichtiger DAC/NRF-Inhalte über Links und verknüpfte Rezepturhinweise
- **Smarte Funktionen** im Herstellungsprotokoll (u. a. Chargenprüfung, flexible Einwaagemodi und automatische Restmengenberechnung)
- Effiziente Folgebearbeitung durch verkürzten Prozess „Erneut Herstellen“ mit Ansatzänderung



Defektur

Meistern Sie alle Arbeitsschritte der Defektur intuitiv - von der Risikobeurteilung bis zum fertigen Prüfprotokoll.

- Innovative Risikobeurteilung mit Score-System
- Direkte Übernahme von Daten aus der Rezeptur
- Praktische Vorschläge für Prüfmethoden
- Flexibler Workflow für abgabefertige Packungen und Bulkware

Bestandteile	Soll-Einwaage	Korrekturfaktor ⓘ	Soll-Einwaage korrigiert	Ist-Einwaage	Charge/Prüfnr. 📄
Erythromycin	1,0000 g	1,09	1,0900 g	H 1,1001 g ⚙️	A000145 ✓
Basiscreme DAC	ad 100,0000 g	-	98,8999 g	H g ⚙️	A000065 ⚠️
Gesamt: 1,1001 g					

☐ ad-Einwaage ☒ absolute Einwaage

Herstellungs-
protokoll



Ausgangsstoff- und Packmittelprüfung

Dokumentieren Sie die Prüfung Ihrer Ausgangsstoffe sowie Packmittel mühelos und verwalten Sie alles in praktischen Listen.

- Automatische Datenübernahme nach Scannen des Ausgangsstoffes (Barcode / Data-Matrix-Code)
- Direkter Online-Abruf von Prüfzertifikaten vieler Hersteller
- Inklusive der wichtigsten Prüfvorschriften aus Arzneibüchern und von Herstellern
- Schneller Anhefterdruck mit QR-Code
- Übersichtliche Bestandslistenfunktion mit vielen Filtermöglichkeiten



Fertigarzneimittel- & Medizinprodukteprüfung

Nutzen Sie die automatische Übernahme von Artikeldaten - ganz einfach per Scan, PZN oder Name.

- Direkte Auswahl aus dem ABDA-Artikelstamm
- Praktische Listenfunktion für SammelListen
- Schnelle Meldung von Qualitätsmängeln direkt aus dem Protokoll

The screenshot shows a web-based application for scanning DataMatrix codes. The interface is clean and modern, with a light blue header and a white main content area. The form is organized into a grid-like structure with labels and input fields. At the top, there is a 'DataMatrix-Code scannen ...' button with a QR code icon. Below it, the scanned code '010415003110717617260730102200276' is displayed. The 'Hersteller' field shows 'Caesar & Loretz GmbH'. The 'Artikelname' field shows 'DEXAMETHASON mikronisiert'. The 'PZN' field shows '03110717' and the 'Chargenbezeichnung Hersteller' field shows '2200276'. The 'Bezugsmenge' field shows '0,5 g' and the 'Verfalldatum' field shows '30.07.2026'. At the bottom, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Daten übernehmen' (Accept/Save).

Scannen des
DataMatrix-
Codes



Taxierung

Berechnen Sie Rezepturpreise direkt im Anschluss an die Herstellung und übergeben Sie die Daten an Ihre Warenwirtschaft.

- Direkter Zugriff auf den aktuellen ABDA-Artikelstamm
- Präferierte Anzeige eigener Ausgangsstoffe und Packmittel
- Sichere Taxierung nach den aktuellen gesetzlichen Regelungen
- Einfache Bereitstellung der Abrechnungsdaten für Ihre Warenwirtschaft



Geräteanbindung

Vernetzen Sie Ihr Labor und steuern Sie Ihre Laborgeräte zentral über apotec® connect.

- Direkte Anbindung von Waagen, Mischsystemen & Analysegeräten
- Vermeidung von Flüchtigkeits- oder Übertragungsfehlern
- Sicherer und direkter Datentransfer
- GMP-gerechtes und QMS-konformes Arbeiten

apotec® connect

**Die perfekte Ergänzung
zu Ihrer LabXpert-Software**



Gerätepark (Waagen, Laborgeräte,
Mischsysteme) wird netzwerkfähig



Reibungsloser Datentransfer
von Mess- und Herstellungsparametern



Übertragungsfehler effektiv vermeiden



Neues Level für die Sicherheit
Ihrer Dokumentation



Wertvolle Zeit sparen

**Erleben Sie die Zukunft mit LabXpert
und apotec® connect!**



Anzeige




Weitere Informationen:



Digitale Signatur

Unterzeichnen Sie alle Dokumente rechtskonform per elektronischer Signatur - und sparen Sie wertvolles Papier.

- Mobile und flexible Lösung via Smartphone
- Vollständig papierlose Dokumentation im Labor
- Komfortables Bereitstellen von Dokumenten zur späteren Signatur
- Einzel-Accounts zur Signatur im Team flexibel zubuchbar
- Direkte Schnittstelle zu ApoTune PaperFree®



“

**Ohne pharma4u hätte
ich erheblich mehr
Mühe, die Plausibilitäts-
prüfungen zu machen.
LabXpert ist wirklich
Gold wert!**

Maike M.

	 PREMIUM Learning 95 € jährlich, inkl. MwSt.	 PREMIUM LabXpert 69 € monatlich*	 PREMIUM MediCheck 145 € monatlich*	 PREMIUM Complete 169 € monatlich* statt 214 €
Prüfungstrainer	✓	✗	✗	✗
Webseminare	✓	✓	✓	✓
Nachschlagewerke	✓	✓	✓	✓
Kompetenz-Foren	✓	✓	✓	✓
LabXpert (nur für Abonnenten des DAC/NRF!)	✗	✓	✗	✓
MediCheck	✗	✗	✓	✓
	auswählen	auswählen	auswählen	auswählen

* zzgl. MwSt., ein Jahr Mindestvertragslaufzeit, jährlich kündbar, Einzelaccounts für Mitarbeiter flexibel für 5,- Euro monatlich zzgl. MwSt. zubuchbar.

Noch Fragen?

Schicken Sie uns eine E-Mail
oder rufen Sie uns an:

info@pharma4u.de
+49 6196 202 558-0

pharma4u GmbH
Apothekerhaus
Carl-Mannich-Str. 26
65760 Eschborn

08/2026

Mehr Informationen unter
pharma4u.de/labxpert